

scate reun



Belmont

Made by hand and mind, in Japan



CLESTA EURUS


FARETRA SPRIDO
POLTRONA CONTOUR
IDRICO SOLIDALE
LAMPADA EURUS

Tecnologia Made in Japan

Funzionalità e comfort

La riconosciuta affidabilità delle poltrone Belmont, l'eccezionale precisione e silenziosità dei movimenti e le prestazioni al top in ogni condizione d'uso sono il frutto di una precisa scelta qualitativa Made in Japan. Basata su un know how unico e consolidato, la tecnologia oleodinamica si è evoluta nel tempo, ma è sempre rimasta il fulcro dei riuniti Belmont.

La poltrona del modello Clesta Eurus, disponibile in versione "Contour", è l'espressione più alta e recente della tecnologia Belmont e risponde appieno alle esigenze degli operatori del settore e dei pazienti. Tutto è curato nei minimi dettagli per una resa nel tempo assoluta e garantita:

- capacità di carico fino a 200 kg reali
- poggiatesta a doppia articolazione
- comandi a pedale o da console dottore/assistente
- due finiture di rivestimento: Standard e Luxury
-  trendelenburg > 12°



Poggiatesta manuale

Il sistema a doppia articolazione del poggiatesta permette un'ampia varietà di regolazioni, con intervalli di 7,5° ciascuno, in modo da adattarsi perfettamente ad adulti, bambini, o disabili

Bracciolo mobile Contour

La forma e le dimensioni del bracciolo sono state studiate per una perfetta impugnatura o appoggio da parte del paziente durante la seduta odontoiatrica; il meccanismo di rotazione agevola l'accesso e l'uscita dalla poltrona, in particolare per i pazienti anziani o con problemi fisici.

Comandi poltrona "Joystick"

I movimenti della poltrona possono essere comandati integralmente tramite "joystick" a pedale in modo semplice ed intuitivo, garantendo al contempo la massima igiene e la totale libertà manuale del dentista.



Poltrona

La meccanica idraulica di precisione assicura movimenti silenziosi, fluidi e precisi per un comfort del paziente insuperabile. Un meccanismo innovativo per la regolazione in altezza del poggiatesta ne rende estremamente semplice la movimentazione riducendo lo sforzo del 50%, con grandi benefici in termini ergonomici e di comfort per il dentista e/o l'assistente.

Modello "Contour"

- Altezza ottimale di regolazione minima della seduta
- Elevata capacità di carico
- Salita/discesa fluida e senza scatti



Cura dei dettagli

Efficienza e semplicità

Clesta Eurus è un riunito essenziale ed affidabile, concepito per rendere più comodo il lavoro degli operatori prima, durante e dopo le sedute odontoiatriche. Piccoli dettagli ne esaltano le prestazioni, i vantaggi e l'ergonomia.

Pedale full control

Tutte le funzioni in un unico dispositivo di facile utilizzo:

- Controllo micromotore tramite reostato a pedale
- Controllo proporzionale velocità turbina
- Pulsante per attivazione spray
- Pulsante Chip Blower
- Archetto per trasporto e movimentazione



Supporto regolabile in altezza

Il braccio assistente è facile da movimentare ed è dotato di uno snodo opzionale che permette un'escursione in altezza min/max 170 mm. Gli strumenti sono sempre a portata di mano e manovrabili in qualsiasi situazione o posizione preferenziale da parte del dottore/assistente, anche quando operano singolarmente.



Sistema di sicurezza

Il braccio della console è dotato di un sensore di sicurezza che previene le interferenze con la poltrona o oggetti esterni (es. i seggiolini), eliminando i rischi di incidenti o danneggiamenti.



Praticità e igiene

Il blocco bacinella è facilmente smontabile per essere pulito con comodità e rapidità. Gestì semplici e senza fatica, tutte le volte che vuoi. Con un design più accattivante, Clesta Eurus è dotato di bacinella in vetro blu.



Concretezza e affidabilità

Il sistema Sprido Belmont

Tutto quel che serve quando si parla di qualità: stabilità e precisione del braccio faretra, movimentazione agevole ed ergonomica, una tavoletta strumenti completa e funzionale, comandi e display semplici e chiari. I materiali, gli ingranaggi e la meccanica del braccio faretra sono a prova d'usura per garantire affidabilità e durata. La tavoletta strumenti alloggia fino a 4 postazioni rotanti. I braccetti sorreggono i cordoni e permettono all'operatore di eliminare l'effetto tensione dalle mani durante l'utilizzo dei manipoli. Facile da programmare e da gestire, l'elettronica Made in Japan controlla in modo completo e intuitivo le funzioni principali degli strumenti e l'interfaccia con il gruppo idrico/poltrona. Clesta Eurus è equipaggiata con siringa, un micromotore induttivo Brushless con funzione Endo, ablatore e cordoni turbina. Sistema di pulizia strumenti "flush-out" incluso.



Il gruppo idrico

Per il modello di poltrona Contour è stato sviluppato uno specifico gruppo idrico solidale, per fornire il massimo dei servizi. Il gruppo idrico è equipaggiato con selettore acqua di rete/bottiglia, con valvola selezionatrice d'aspirazione e, su richiesta, con uscite supplementari aria/acqua. L'accesso è facilitato da ampi pannelli che permettono qualsiasi intervento di pulizia o service in modo rapido e ottimale. Gli spazi interni sono stati studiati per alloggiare un'eventuale valvola sottobacinella o unità di separazione aria/acqua, con o senza recupero d'amalgama.



Rotazione a 90° del gruppo bacinella, per un comfort ottimale del paziente. Componenti facilmente smontabili per una perfetta igiene e pulizia.

Nuovo sistema di illuminazione



Clesta Eurus è dotato della lampada a LED di nuova generazione Eurus, già conforme alle norme ISO 9680. Con una intensità luminosa variabile da 3000 a 28000 lux riproduce la luce naturale con una fedeltà impareggiabile.



Un sensore touchless permette di comandare le funzioni ON/OFF col semplice passaggio della mano, oltre che attivare la modalità composito gestita da due LED dedicati ed indipendenti.



Stabilità eccellente

Il braccio compensato ad alta precisione permette una movimentazione fluida della lampada per un posizionamento perfetto ed immediato nella zona desiderata, senza inutili perdite di tempo per l'operatore. Il braccio ricopre un'ampia area di lavoro per un'illuminazione ottimale sia nei trattamenti dell'arcata mandibolare che mascellare.



Vetrino coprilampade a LED

Una semplice levetta a pressione permette di rimuovere il vetro coprilampade per la pulizia della superficie interna.

Optional



Il seggiolino Belmont di ultima generazione completa la gamma Clesta ed è disponibile nella versione dottore e assistente. La seduta e lo schienale sono regolabili in altezza e inclinazione. Materiali, forma e specifiche tecniche offrono il massimo sostegno e comfort anche nei trattamenti di lunga durata. Un'estensione in altezza min/max incrementata permette di adattarsi alle caratteristiche fisiche e di stile di ogni utilizzatore.



Braccio per monitor odontoiatrico



Specchietto paziente per lampada

Alltri optional

- Piastra autoportante
- Telecamera intraorale
- Lampada polimerizzante
- Kit chiamata assistente
- Attacchi esterni aria/acqua

Finiture tappezzeria



Tappeszzeria Luxury



Tappeszzeria Standard



scarica le caratteristiche tecniche dei nostri skai

Cartella Colori

Seamless

per la finitura
• Standard

Coral Pink ES20	Camel ES14	Black ES8	Mint Blue ES5	Light Grey ES33	Gray Teal ES28
Rose ES34	Mauve ES27	Aldo Blue ES23	Ash Grey ES32	Scarlet Red ES24	Mandarin Orange ES22
Lemon Yellow ES2	Yellow Green ES18	Sky Blue ES7	Blue ES29		

Ultraleather¹

per le finiture
• Standard
• Luxury

Cloud 554-5648	Dove Grey 291-5666	Riviera 291-2552	Schooner 291-5806	Char 554-5626	Parrot 291-4460
Swan 554-3811	Citrus 291-5200	Sassy 291-5250	Apricot 291-8243	Cork 554-3595	Woodcres 554-3087
Cougar 554-3209	Lagoon 291-2527	Bayou 291-2685	Capri 554-2522	Sherwood 554-4534	Baltic 291-2551
Admiral 291-2556	Salmon 291-6588	Azalea 554-9451	Aubergine 554-9336	Red 291-1176	Dark Chocolate 554-3376

Colori 554 = Ultraleather PRO

Colori 291 = Ultraleather Original

1 - Extra per alcuni modelli



Takara Belmont Italy s.r.l.

Sede e show room:

via Mazzacurati 4/1 - Scandiano (RE)

T. +39 0522 086 548

E. info@belmont-dental.it

www.belmont-dental.it