

Poltrona paziente



Rivestimento Standard

Poggiatesta a doppia articolazione

2 memorie posizionamento paziente

Ultima posizione memorizzata (LP) Azzeramento (0)

4 profili utilizzatore

Box Connessione laterale

Portata sollevamento 135 kg


Bracciolo sinistro/destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati – sistema anti svestimento

Pedale comandi strumenti

Joystick integrati per comandi poltrona

Elemento medico



A cavi pendenti - versione cart disponibile

Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Ampia superficie d'appoggio

Sistema portastrumenti Place Type anticaduta

Faretra con 5 posizioni strumenti

Display e timer digitali

Predisposizione terza via dinamica

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile a 3 vie Luzzani

Micromotore elettrico Bien Air MX2 f.o. / NSK Plus f.o.

N. 2 moduli ad aria per turbina f.o.

Ablatore Satelec f.o. / NSK Varios 170 f.o. (manipolo, punte e chiave dinamometrica)

Torque Control con Auto-Reverse

Lampada operatoria



920 Led con regolazione dell'intensità

Comando a sfioramento

Modalità composito

Libertà di movimento su 3 assi

Elemento assistente



Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Consolle regolabile in altezza

Cordone aspirazione chirurgica

Cordone aspirasaliva

Gruppo idrico rotazione 90°



Bacinella in porcellana

Kit bottiglia

Valvola selezionatrice DURR

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Cordoni di aspirazione rimovibili

GARANZIA SENZA PENSIERI