

# Phot-X II S

## Configurazione Standard



Staffa a deriva zero

Preimpostazioni per modalità film, digitale e sistema a fosfori

Selezione adulto/adolescente/bambino

Funzionalità di intervento manuale (over ride)

Cono a lunghezza variabile

Collimatore rettangolare

Schermo in vetro

Interruttore di esposizione manuale

Porta USB

Montaggio a muro – braccio primario 800 mm

Screen Saver interattivo e personalizzabile

Report istantanei con codice di errore

Tensione del tubo 60kV/70 kV

Corrente del tubo 3mA/6mA

Macchia focale 0,4 mm

Tempo di esposizione da 0,01 a 2,0 secondi

# Belray II 097

## Configurazione Standard



Staffa a deriva zero

Preimpostazioni per modalità film e digitale

Selezione adulto/adolescente/bambino

Funzionalità di intervento manuale (over ride)

Cono a lunghezza variabile

Collimatore rettangolare

Interruttore di esposizione manuale

Montaggio a muro – braccio primario 800 mm

Generatore AC X-ray

Tensione del tubo 70 kV

Corrente del tubo 4mA/7mA

Macchia focale 0,7 mm

Tempo di esposizione da 0,02 a 3,2 secondi