



### Poltrona paziente



Rivestimento Standard/Luxury a scelta

Poggiatesta a doppia articolazione

2 memorie posizionamento paziente

Ultima posizione memorizzata (LP) Azzeramento (0)

6 profili utilizzatore

Joystick Doppio (Movimenti poltrona + Memorie)

Box connessione centrale

Portata sollevamento 200 kg

Bracciolo sinistro fisso

Bracciolo destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati – sistema anti svestimento

Pedale Wireless per comando strumenti

### Elemento medico



Sprido



Cordoni Pendenti  
Place Type

Pannello Touch Screen + Comandi a membrana (Easy-clean)

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico per Sprido e Place Type

Tray doppio

Faretra con 5 posizioni strumenti

Predisposizione terza via dinamica

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile a 3 vie Luzzani

Micromotore elettrico Bien Air MX2 f.o. / NSK Plus f.o.

Torque Control con Auto-Reverse

N. 2 moduli ad aria per turbina f.o.

Ablatore Satelec / EMS / NSK Varios 170 f.o. (manipolo, punte e chiave dinamometrica)

### Lampada operatoria



Led con regolazione dell'intensità

Comando a sfioramento

Modalità composito

Vetro coprilampade amovibile

Libertà di movimento su 3 assi

### Elemento assistente



Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Consolle regolabile in altezza

Cordone aspirazione chirurgica singolo o doppio

Cordone aspirasaliva

### Gruppo idrico solidale con la poltrona



Bacinella in porcellana rimovibile e orientabile con Led Alert System

Kit bottiglia con selettore acqua di rete

Valvola selezionatrice DURR

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Cordoni di aspirazione rimovibili

**GARANZIA SENZA PENSIERI**