



Poltrona paziente



Rivestimento Standard/Luxury a scelta

Poggiatesta motorizzato

2 memorie posizionamento paziente

Ultima posizione memorizzata (LP) Azzeramento (0)

6 profili utilizzatore

Joystick Triplo (Movimenti poltrona + Memorie + Poggiatesta)

Box connessione laterale

Portata sollevamento 165 kg

Bracciolo destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati – sistema anti svestimento

Pogggiagambe regolabile anche indipendentemente

Pedale Wireless per comando strumenti

Elemento medico



Sprido



Cordoni Pendenti
Place Type

Pannello Touch Screen + Comandi a membrana (Easy-clean)

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico per Sprido e Place Type

Tray doppio

Faretra con 5 posizioni strumenti

Display e timer digitali

Predisposizione terza via dinamica

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile a 3 vie Luzzani

Micromotore elettrico Bien Air MX2 f.o. / NSK Plus f.o.

Torque Control con Auto-Reverse

N. 2 moduli ad aria per turbina f.o.

Ablatore Satelec / EMS / NSK Varios 170 f.o. (manipolo, punte e chiave dinamometrica)

Lampada operatoria



Led con regolazione dell'intensità

Comando a sfioramento

Modalità composito indipendente

Vetro coprilampade amovibile

Libertà di movimento su 3 assi

Elemento assistente



Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Consolle regolabile in altezza

Cordone aspirazione chirurgica singolo o doppio

Cordone aspirasaliva

Gruppo idrico fisso a pavimento



Bacinella in porcellana rimovibile ed orientabile con Led Alert System

Kit bottiglia con selettore acqua di rete

Valvola selezionatrice DURR

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Cordoni di aspirazione rimovibili

GARANZIA SENZA PENSIERI